บทที่ 4

การติดตั้งโปรแกรม Epi Info Version 3.5.4

โปรแกรม Epi Info Version 3.5.4 ใช้สำหรับแสดงแผนที่ด้วยโปรแกรม Epi Map จากการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R506 คำสั่งนำเข้าและส่งออกข้อมูลกรณีผู้ใช้ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2013 – 2016

ขั้นตอนที่ 1 คือการแตกไฟล์ที่ได้จากการ Download โดยคลิกขวาที่ไฟล์ Epi_Info3_5_4_Setup.rar ->แยก ไฟล์ไปที่ Epi_Info3_5_4Setup\



จะปรากฏ Folder ชื่อ Epi_Info3_5_4_Setup ->ดับเบิลคลิก Folder Epi_Info3_5_4_Setup





ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิลคลิกไฟล์ Epi_Info3_5_4_Setup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม

จะปรากฏหน้าต่างยินดีต้อนรับสู่การติดตั้งโปรแกรม Epi Info 3.5.4 -> คลิก Next



คลิก Next

🛃 Epi Info Setup	_		×
Removal of Previous Versions The following information describes the removal of previous versions of E	pi Info, if an	у.	Q
If Epi Info 3.3 or later is installed on this computer, this installation will remo version before installing Epi Info 3.5.4. Versions prior to 3.3 should be uni feature under Epi Info on the 'Start All Programs' menu.	ive the curr nstalled usi	ently insta ng the Un	lled install
Uninstalling the previous version will not remove MDB's, PGM's, or output unless they are inside MDB's supplied with Epi Info (e.g. Sample.MDB). T with previous versions of Epi Info, you can choose Cancel, then copy the before uninstalling. SPANISH.EXE for language setup will be removed fro during the installation. You can download the new version from the Epi In (www.CDC.gov/EpiInfo/Translations.htm).	files that yo oprotect M files to a se m the Tran: fo website	u have cr 1DB's sup parate fol sEXE fold	eated plied der er
Are you ready to install Epi Info 3.5.4 now? Click Next to continue the installation.			
Wise Installation Wizardgคลิก Next	ext >	Cano	el

ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากๆเพราะหากคลิก Next จะทำให้โปรแกรมติดตั้งไปยัง Drive D: เมื่อ เรียกใช้แผนที่หรือส่งไฟล์ออกมาจะมีปัญหาไม่สามารถส่งออกได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน Path ของ โปรแกรมให้มาติดตั้งที่ Drive C: โดยคลิกที่ปุ่ม Browse

🙀 Epi Info Setup		_		\times
Destination Folder Select a folder where the application will be	installed.			Q
The Wise Installation Wizard will install th	e files for Epi Info in the f	ollowing fold	er.	
To install into a different folder, click the B	Browse button, and selec	t another fol	der.	
You can choose not to install Epi Info by Wizard.	clicking Cancel to exit the	e Wise Insta	llation	
Destination Folder D:\Epi_Info\	คลิก Browse	B <u>r</u> ov	wse	
Wise Installation Wizardg	< <u>B</u> ack	<u>lext ></u>	Cano	cel

จัดทำโดยนายอัฐพงค์ คงช่วย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 01/01/2561

🖟 Epi Info Set	tup		8	×
Look in:	Epi_Infc	คลิก Drop Down list		Ż
<u>F</u> older name:	D:\Epi_Info\		OK Cancel	

จะปรากฏหน้าต่าง Epi Info Setup ขึ้นมาให้คลิกที่ Drop Down list

คลิกเลือก Drive C:

🖟 Epi Info Set	up		×
Look in: 00_SIS_1 1b849053 1ประชุมแห 35ddb90 52b26258 Adobe A ลf34bcaa	2 Local Disk (D:) Local Disk (D:) Local Disk (E:) Local Disk (E:) DVD RW Drive (F:) Daf60c642dd53bb crobat 8 Professional_Program a2aced75c3f5655d5c6c960	คลิกเลือก Drive (gram (lc7 (94 TOP, Info FEMT Mapping_60_ New folder
<			>
<u>F</u> older name:	D:V		OK Cancel

ดับเบิลคลิก Folder Epi_Info

🚼 Epi Info Setup	1			×
Look ir	🖃 Local Disk (C:)			~ 🗈 💣
AppServ		DEAG in	nstall	wincmd
Epi_Info eSupport	ดับเบิลคลิก Folder E	pi_Info	ew Pattani	Windows
Games				🚞 โฟลเดอรใหม่
inetpub 🚞	R506_111	TOK201	4	
🚞 Intel	R506_BK	training		
Logs	R506_for_test	Users		11
<				
Eolder name:	:\Epi_Info\		คลิก OK	ОК
		0000000		Cancel

คลิก Next

🙀 Epi Info Setup	_		×
Destination Folder			
Select a folder where the application will be installed.		~	\sim
The Wise Installation Wizard will install the files for Epi Info in the follow	wing fold	er.	
To install into a different folder, click the Browse button, and select an	other fol	der.	
You can choose not to install Epi Info by clicking Cancel to exit the W Wizard.	'ise Instal	lation	
Destination Folder			
C:\Epi_Info\	Bīov	vse	
Wise Installation Wizarda			
คลิก Next <u>N</u> ext	:>	Can	cel

คลิก Next

记 Epi Info Setup		_		×
Select Features Please select which features you would	d like to install.		Ś	
	 Feature Des This feature we drive. This feature redrive. 	scription: vill be installed on th equires 1057KB on	ie local har your hard	d
Wise Installation Wizardg		13	Br <u>o</u> wse	
Disk Cost Rese	คลิก Next	<u>N</u> ext >	Cance	el

จัดทำโดยนายอัฐพงค์ คงช่วย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 01/01/2561

คลิก Next



โปรแกรมจะทำการติดตั้งรอสักครู่

🖟 Epi Info Setup -	-	
Updating System The features you selected are currently being installed.		Ø
Writing system registry values		
Key: Writing system registry values Name: Value:		
]
Wise Installation Wizarda		
		Cancel

้จัดทำโดยนายอัฐพงค์ คงช่วย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 01/01/2561

โปแกรมติดตั้งเสร็จ ให้คลิก Finish

